

Izmeklējumu joma	Analizators / iekārta (ražotājs)	Izmeklējumu tehnoloģija, princips - metodes/analizatora darbības princips	Izmeklējamais materiāls	Izmeklējums	Metodes identifikācija	Reaģentu informācija	Testēšanas vieta
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Fēču mikrobioloģiskā izmeklēšana	Fēces	Shigella, Salmonella	TM-M-Ba:01-12.2014/3	TS-4002206 Rev:4 2023/04	LIC
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Fēču mikrobioloģiskā izmeklēšana	Fēces	Yersinia	TM-M-Ba:02-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Urīna mikrobioloģiskā izmeklēšana	Urīns	Urīns	TM-M-Ba:06-02.2020/2	TS-409810G Rev:6 2023/04	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Fēču mikrobioloģiskā izmeklēšana	Fēces	Campylobacter	TM-M-Ba:07-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Augšējo elpošanas ceļu gļotādas iztriepe	Augšējo elpošanas ceļu gļotādas iztriepe	Staphylococcus	TM-M-Ba:08-02.2013/2	TS-401665 Rev:6 2024/05	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Augšējo elpošanas ceļu infekciju mikrobioloģiskā izmeklēšana	Augšējo elpošanas ceļu gļotādas iztriepe	beta-hemolītiskais Streptococcus	TM-M-Ba:09-02.2013/2	TS-4011361 Rev:4 2024/04	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Corynebacterium diphtheriae un citu toksīna ražojošo	Klīniskais materiāls	Corynebacterium diphtheriae un Corynebacterium citās sugas	TM-M-Ba:11-02.2013/2	Version: 07886J Sep 8, 2020	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Augšējo elpošanas ceļu infekciju mikrobioloģiskā izmeklēšana	Augšējo elpošanas ceļu gļotādas iztriepe	Neisseria meningitidis	TM-M-Ba:13-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Augšējo elpošanas ceļu infekciju mikrobioloģiskā izmeklēšana	No klīniskā materiāla izolētās kultūras	Haemophilus	TM-M-Ba:14-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC
Bakterioloģija		Membrānu hromatogrāfija / Clostridium difficile infekcijas diagnostika	Fēces	Clostridium difficile	TM-M-Ba:15-01.2021/1	RMS #91-T525C-02-TL Issued: 03/2023	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Candida un pelējuma sēņu sugu mikrobioloģiskā diagnostika	klīniskais materiāls	Raugveida un pelējuma sēnes	TM-M-Ba:18-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Fēču mikrobioloģiskā izmeklēšana	Fēces	Escherichia (STEC/VTEC)	TM-M-Ba:20-02.2013/2	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Apakšējo elpošanas ceļu paraugu mikrobioloģiskā izmeklēšana	Krēpas un bronhoskalojumi	Mikroflora	TM-M-Ba:24-02.2013/2	Version: 161150-1304 - E Oct 14, 2024	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Ādas, gļotādu iztriepiju, izdalījumu, ģenitālā trakta paraugu,	Klīniskais materiāls	Mikroflora	TM-M-Ba:25-02.2015/3	Version: 161150-1304 - E Oct 14, 2024	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Normāli sterili šķidrumi (izņemot asinis, cerebrospinalo šķidrumu)	Normāli sterili organisma šķidrumi (izņemot asinis, lumbālunktiātu, urīnu)	Mikroflora	TM-M-Ba:26-02.2015/4	Version: 161150-1304 - E Oct 14, 2024	LIC / Gailezers
Bakterioloģija	BactAlert, Virtuo / biomerieux	Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Asins mikrobioloģiskā izmeklēšana	Asinis	Mikroflora	TM-M-Ba:27-02.2020/2	Version: 050574-02 Jun 7, 2023 Version: 043784-03 Dec 15, 2020 Version: 043785-01 Mar 9, 2021 Version: 056200-02 Jul 31, 2023	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / Ģenitālā trakta paraugu mikrobioloģiskā testēšana	Klīniskais materiāls no ģenitālā trakta	Neisseria gonorrhoeae	TM-M-Ba:28-04.2015/3	Version: 07487R Mar 31, 2020	LIC
Bakterioloģija	Mikroskops Axiolab 5, ZEISS	Gaismas mikroskopija / Mikroskopiskā metode seksuāli transmisīvo slimību izsaucēju diagnostikai	Uztriepe no dzimumorgāniem	Leikocīti, eritrocīti, epitelijušānas, gļotas, mikroflora, gonokoki, gardnerellas, mobiluncus, trihomonas, raugiem līdzīgas sēnītes	TM-M-Ba:29-05.2024	Version: 052287-03 Dec 17, 2021	LIC
Bakterioloģija	Mikroskops Axiolab 5, ZEISS	Kultivēšana un identifikācija ar konvencionālām metodēm vai automatizētām sistēmām / Uzņēmums uz patogēnajām sēnēm no ādas, nagiem un matiem	Klīniskā materiāla uzsēšana un no klīniskā materiāla izolētās kultūras	Sēnes no ādas, nagiem un matiem	TM-M-Ba:30-05.2024	Version: 059860-01 Oct 25, 2022	LIC
Bakterioloģija	Mikroskops Axiolab 5, ZEISS	Gaismas mikroskopija / Patogēnu sēņu natīvo preparātu mikroskopija	Klīniskais materiāls no ādas, nagiem un matiem	Sēnes no ādas, nagiem un matiem	TM-M-Ba:31-05.2024	n/a	LIC
Bakterioloģija		Kultivēšana un identifikācija ar konvencionālām metodēm vai automatizētām sistēmām / Dzimumorgānu mikoplazmas	Uztriepe no dzimumorgāniem un/vai urīna	Mikoplazmas un ureaplazmas (uzņēmums identifikācija pēc biokīmiskām īpašībām)	TM-M-Ba:32-05.2024	Version: 050923-03 Jun 23, 2022	LIC
Bakterioloģija	MALDI-TOF (matrīksa asistētā lāzera desorbcija/ionizācija a lidojuma)	Mikroorganismu identifikācija ar maspektrometrijas metodi MALDI-TOF (matrīksa asistētā lāzera desorbcija/ionizācija lidojuma laikā)	No klīniskā materiāla izolētās kultūras	Mikroorganismu suga	TM-M-Ba:35-12.2018/1	Version: 161150-1304 - E Oct 14, 2024	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Mikroorganismu jutības noteikšana ar disku difūzijas vai E testa metodi / Antimikrobiālās jutības noteikšana ar disku difūzijas metodi	No klīniskā materiāla izolētās kultūras	Antimikrobiālā jutība	TM-M-Ba:36-01.2021/1	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Mikroorganismu jutības noteikšana ar disku difūzijas vai E testa metodi / Antimikrobiālās jutības noteikšana ar E testa metodi	No klīniskā materiāla izolētās kultūras	Antimikrobiālā jutība	TM-M-Ba:37-01.2021/1	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	LIC / Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / MRSA skrīnings	Klīniskais materiāls	MRSA	TM-M-Ba:38-01.2021/1	50 16388 Rev A 10/2014 IFU X6555C, Revised October 2015	Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / VRE skrīnings	Klīniskais materiāls	VRE	TM-M-Ba:39-01.2021/1	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana / MRGN skrīnings	Klīniskais materiāls	MRGN	TM-M-Ba:40-01.2021/1	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017	Gailezers
Bakterioloģija		Klīniskā materiāla uzsēšana uz maksīgām barotnēm un mikroorganismu kultūru izdalīšana /Cerebrospinalā šķidruma mikrobioloģiskā izmeklēšana	Cerebrospinalais šķidrums	Cerebrospinalais šķidrums	TM-M-Ba:43-01.2021/1	P8F2 wer. 2.0 z 27.09.2017.	LIC / Gailezers

Bakterioloģija		Membrānu hromatogrāfija / Streptococcus pneumonia antigēna noteikšana urīnā	Urīns, Lumbālais punkts	Streptococcus pneumonia Ag	TM-M-Ba:44-01.2021/1	IN710100 Rev.4 2019/04	Gaiļezers
Bakterioloģija		Membrānu hromatogrāfija / Legionella antigēna noteikšana urīnā	Urīns	Legionella antigēns	TM-M-Ba:45-01.2021/1	IN852100 Rev.5 2020/12	Gaiļezers
Bakterioloģija		No klīniskā materiāla izolētas mikroorganismu kultūras jutības noteikšana pret antibiotiku preparātiem ar mikroašķaidījuma metodi	No klīniskā materiāla izolētas kultūras	Antimikrobiālā jutība	TM-M-Ba:46-01.2021/1	Document Revision: A / 2022-04 / DCR-08690 Document Revision: B / 2022-10 / DCR-	LIC / Gaiļezers
Bakterioloģija		Virsmas nomazgājumu bakterioloģiskie izmeklējumi	Virsmas nomazgājumi	Staphylococcus aureus , zarnu nūjiņu grupas baktērijas	TM-T-Ba:02-02.2022		LIC
Citoloģija		Cilvēka klīniskā biomateriāla onkocitoloģiskās izmaiņas	Cilvēka biomateriāls: Orgānu un veidojumu punkāti, aspirāti, nospiedumi, skalojumi, izdalījumi.	Cilvēka klīniskā biomateriāla onkocitoloģiskā izmeklēšana	TM-M-CIT:02-01.2021/2	n/a	Patoloģijas centrs
Citoloģija	ThinPrep 5000 Processors (Hologic) Compass Stainer (Hologic)	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija, šķidrums citoloģija	Materiāls no dzemdes kakla un mugurējās velves	Dzemdes kakla materiāla šķidrums citoloģijas PAP tests	TM-M-CIT:03-12.2021/1	ThinPrep 03-09-2019; 12-08-2019; 20-08-2019	Patoloģijas centrs
Citoloģija	ThinPrep-5000; Ventana	duālā imūncitokīmija	Materiāls no dzemdes kakla	Molekulāro biomarķieru p16un Ki76 duālā imūncitokīmiskā noteikšana	TM-M-CIT:04-09.2024	FT0700-42 1e; 2023-07-18	Patoloģijas centrs
Hematoloģija	Sysmex XN-10-R (daļa no XN-9100)	Plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS- hemoglobīna noteikšana, matemātiskie aprēķini	Asinis ar EDTA	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrits (HCT), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD), eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrits (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu/ lielo trombocītu attiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofili (NEUT # un %), limfocīti (LYM # un %), monocīti (MONO # un %), eozinofili (EO # un %), bazofili (BASO # un%) nenobriedušie leikocīti (IG # un %), normoblasti (NRBC # un %)	Pilna asins aina	CELLPACK DCL-AH509810D CELLPACK DST-AV466837E CELLPACK DFL-BF505125C Lyserecell WNR-BL852286D CELLCLEAN AUTO_AV345081M Lyserecell WDF-AL785153D Fluorocell WNR_BD784628J Fluorocell WDF-AB904446D Fluorocell PLT_BV051258I SULFOLYSER_SLS-CU352487D	Gaiļezers
Hematoloģija	Sysmex XN-10-L (daļa no XN-9100)	Plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS- hemoglobīna noteikšana, matemātiskie aprēķini	Asinis ar EDTA	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrits (HCT), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD), eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrits (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu/ lielo trombocītu attiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofili (NEUT%), limfocīti (LYM%), monocīti (MONO%), eozinofili (EO%), bazofili (BASO%), neitrofilo absolūtais skaits (NEUT#), limfocītu absolūtais skaits (LYM#), monocītu absolūtais skaits (MONO#), eozinofilo absolūtais skaits (EO#), bazofilo absolūtais skaits (BASO#), retikulocīti (RET %), retikulocītu absolūtais skaits(RET#), nenobrieduši retikulocīti (IRF), zemās fluorescences retikulocītu attiecība(LFR), vidējās fluorescences retikulocītu attiecība (MRF), augstās fluorescences retikulocītu attiecība (HFR).	Pilna asins aina	CELLPACK DCL-AH509810D CELLPACK DST-AV466837E CELLPACK DFL-BF505125C Lyserecell WNR-BL852286D CELLCLEAN AUTO_AV345081M Lyserecell WDF-AL785153D Fluorocell WNR_BD784628J Fluorocell WDF-AB904446D Fluorocell PLT_BV051258I SULFOLYSER_SLS-CU352487D Fluorocell RET-AC244123K	Gaiļezers
Hematoloģija	Sysmex XN-10 (dež)	Plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS- hemoglobīna noteikšana, matemātiskie aprēķini	Asinis ar EDTA	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrits (HCT), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD), eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrits (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu/ lielo trombocītu attiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofili (NEUT # un %), limfocīti (LYM # un %), monocīti (MONO # un %), eozinofili (EO # un %), bazofili (BASO # un%) nenobriedušie leikocīti (IG # un %), normoblasti (NRBC # un %)	Pilna asins aina	CELLPACK DCL-AH509810D CELLPACK DFL-BF505125C Lyserecell WNR-BL852286D CELLCLEAN AUTO_AU345081M Lyserecell WDF-AL785153D Fluorocell WNR_BD784628J Fluorocell WDF-AB904446D Fluorocell PLT_BV051258I SULFOLYSER_SLS-CU352487D	Gaiļezers

Hematoloģija	Sysmex XN-10 (BF)	Plūsmas citometrija, elektriskās pretestības noteikšana, SLS- hemoglobīna noteikšana, matemātiskie aprēķini	Asinis ar EDTA	Hemoglobīns (HGB), eritrocīti (RBC), hematokrīts (HCT), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), eritrocītu anizocitozes SD (RDW-SD), eritrocītu anizocitozes CV (RDW-CV), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), trombocītu/ lielo trombocītu attiecība (P-LCR), leikocīti (WBC), neitrofili (NEUT # un %), limfocīti (LYM # un %), monocīti (MONO # un %), eozinofili (EO # un %), bazofili (BASO # un%) nenobriedušie leikocīti (IG # un %), normoblasti (NRBC # un %)	Pilna asins aina	CELLPACK DCL-AH509810D CELLPACK DFL-BF505125C Lysercell WNR-BL852286D CELLCLEAN AUTO_AV345081M Lysercell WDF-AL785153D Fluorocell WNR_BD784628J Fluorocell WDF-AB904446D Fluorocell PLT_BV051258I SULFOLYSER_SLS-CU352487D	Gaiļezers
Hematoloģija	Alifax Roller 20PN, Alifax Roller 20, Italy	Kapilārā agregācijas fotometrija / Kapilārā fotometrija	Asinis ar EDTA	Eritrocītu grimšanas ātrums	TM-M-HEM:03-02.2022/1	N/A	Gaiļezers
Hematoloģija	Sysmex DI-60; gaismas mikroskops	Šūnu mikroskopiskā diferencēšana krāsotā preparātā eļļas imersijā	Asinis ar EDTA	Leikocitārā formula (šūnu morfoloģiskās izmaiņas un sastāvs)	TM-E_HEM:30.06.2025/1	IFU010E	Gaiļezers
Histopatoloģija	VENTANA Bench Mark Ultra	Hromogēnā in situ hibridizācijas (CISH) metode un mikroskopija	Operāciju un biopsiju materiāls.	HER-2/neu gēna amplifikācijas kvantitatīva noteikšana cilvēka audzēja audos	TM-M-PAT:01-01.2021/2	1008041 Rev C	Patoloģijas centrs
Histopatoloģija	VENTANA Bench Mark Ultra; Daco Autostainer Link 48; Daco Omnis	Imūnhistoķīmiski krāsotu materiālu gaismas mikroskopija	Operāciju un biopsiju materiāls	Patohistoloģisko procesu raksturojošās šūnu struktūras	TM-M-PAT:02-12.2024 34BE12+p63, Aktin, ALK, AMACR, AR, ATRX, BCL2, BCL6, C1q, C3c, C4c, CA IX, CA-125, Calcitonin, Caldesmon, Calretinin, CD10, CD117, CD123, CD138, CD15, CD19, CD1a, CD20, CD21, CD23, CD235a, CD246, CD3, CD30, CD31, CD34, CD4, CD45, CD5, CD56, CD68, CD7, CD79 a, CD8, CD99, CDX2, CEA, Chromogranin A, Cyclin D1, CK19, CK20, CK5/6, CK7, CKAE1/3, Desmin, DOG1, EBV LMP, e-cadherin, EMA, ER, ERG, GATA3, GC33, GCDFP-15, GFAP, Granzyme B, H.Pylori, HER2/neu, HMB45, HMWCK, Ig G(IF), IgA(IF), IgM, Inhibin α, INI-1, Kappa, Ki-67, Lentin, Mammotin, Mib1, Mib2, Mib3, Mib4, Mib5, Mib6, Mib7, Mib8, Mib9, Mib10, Mib11, Mib12, Mib13, Mib14, Mib15, Mib16, Mib17, Mib18, Mib19, Mib20, Mib21, Mib22, Mib23, Mib24, Mib25, Mib26, Mib27, Mib28, Mib29, Mib30, Mib31, Mib32, Mib33, Mib34, Mib35, Mib36, Mib37, Mib38, Mib39, Mib40, Mib41, Mib42, Mib43, Mib44, Mib45, Mib46, Mib47, Mib48, Mib49, Mib50, Mib51, Mib52, Mib53, Mib54, Mib55, Mib56, Mib57, Mib58, Mib59, Mib60, Mib61, Mib62, Mib63, Mib64, Mib65, Mib66, Mib67, Mib68, Mib69, Mib70, Mib71, Mib72, Mib73, Mib74, Mib75, Mib76, Mib77, Mib78, Mib79, Mib80, Mib81, Mib82, Mib83, Mib84, Mib85, Mib86, Mib87, Mib88, Mib89, Mib90, Mib91, Mib92, Mib93, Mib94, Mib95, Mib96, Mib97, Mib98, Mib99, Mib100	2.pielikums, Rev_12.2024.	Patoloģijas centrs
Histopatoloģija	Daco Cover Stainer; Leica Autostainer XL; Ventana Bench Mark Special Stains	Histoķīmiski krāsota materiāla gaismas mikroskopija	Operāciju un biopsiju materiāls	Patohistoloģisko procesu raksturojošās šūnas un audi	TM-M-PAT:03-02.2021/2 H&E Dzelzs krāsojums (Perls) Retikulāro šķiedru krāsojums Gimzas-Romanovska reakcija Kongo red Periodic Acid Schiff (PAS) Tuloidina zilais Van Gieson Weigert Trihrom Masson	n/a; 16/05/2022_v1; 11/07/2018_rev.02; 15107LV Rev G; 2018/12/07_v02; 11/07/2018_Rev.02; 11/07/2018_Rev.02; 16/05/2022_Rev.01; 16/05/2022_Rev.01	Patoloģijas centrs
Histopatoloģija	Thermo scientific Lab Line Waterbath; Daco Cytomation Hybridizer	Fluorescentā in situ hibridizācijas (FISH) metode un tumšā redzes lauka mikroskopija	Operāciju un biopsiju materiāls	hromosomu aberācijas audzēja audos	TM-M-PAT:04.1-12.2025	ZytoLight FISH 1-tissue implementation kit, 2024-04-23; ALK-2018-11-21; PIK3CA/CEN - 2018-11-05; ROS1 - 2018-11-21; MYC/CEN - 2018-11-26; RET - 2019-09-13; MDM2/CEN 12 - 2018-11-20;	Patoloģijas centrs

Imunoloģija	FACSLyric (Becton Dickinson)	Plūsmas citometrija	Asinis, citi bioloģiskie šķidrumi	Limfocītu imūnfenotipu CD3/CD4/CD8/CD16+56/CD19/CD45 noteikšana (plūsmas citometrija, 6- krāsu protokols)	TM-M-IMUN-01-02.2022/1	Version: ED7733_IFU_v4	Gaiļezers
Imunoloģija	FACSLyric (Becton Dickinson)	Plūsmas citometrija	Asinis, citi bioloģiskie šķidrumi	Limfocītu imūnfenotipu noteikšana CD3/CD8/CD45/CD4 (plūsmas citometrija, 4-krāsu protokols)	TM-M-IMUN-02-02.2022/1	Version: ED7734_IFU_v3	Gaiļezers
Imunoloģija	FACSLyric (Becton Dickinson)	Plūsmas citometrija	Asinis	HLA-B27 antigēna noteikšana	TM-M-IMUN-03-02.2022/1	23-2563(16) 2023-10	Gaiļezers
Imunoloģija	Capillarys 3 (Sebia)	Kapilārā elektroforēze	Asins serums	Automātiskā olbaltumvielu frakciju noteikšana	TM-M-IMUN-05-01.2023/1	CAP1 3 PROTEIN(E) 6 - V11-2022/05	LIC
Imunoloģija	Capillarys 3 (Sebia)	Kapilārā elektroforēze	Asins serums	Automātiskā monoklonālo olbaltumvielu imūntipēšana	TM-M-IMUN-06-03.2024/1	CAP1 3 IMMUNOTYPING - V14-2025/06	LIC
Imunoloģija	AQUIOS CL (Beckman Coulter)	Plūsmas citometrija	Asinis	Automātiska limfocītu imūnfenotipu noteikšana (plūsmas citometrija, 4-krāsu protokols)	TM-M-IMUN-07-03.2024/1	B25337.AH, 11/2022	LIC
Imūnhematoloģija	GRIFOLS analizators EFLEXIS ERYTRA	ABO/D asins grupu noteikšana ar dubulto reakciju gēlkaršu metodi un gēlkarī "DG Gel ABO/RH (2D) (RT)"	Serums, plazma, eritrocīti	ABO/D asins grupas noteikšana	TM-M-IMH-08-09.2022/1	DGGelABORh2DRT-1.0-IFU	Gaiļezers
Imūnhematoloģija	GRIFOLS analizators EFLEXIS ERYTRA	ABO/D asins grupas noteikšana recipientam eritrocītu masai pie saderības testa / gēlkaršu metode ar gēlkarī "DG Gel Confirm P" / hemaglutinācijas reakcija	Serums, plazma, eritrocīti	ABO/D asins grupas noteikšana recipientam eritrocītu masai	TM-M-IMH-09-09.2022/1	DGGelConfirmP-1.0-IFU	LIC / Gaiļezers
Imūnhematoloģija	GRIFOLS analizators EFLEXIS ERYTRA	Rh fenotipa un Kell antigēna noteikšana / gēlkaršu metode ar gēlkarī "DG Gel Rh Pheno+Kell" / hemaglutinācijas reakcija	Serums, plazma, eritrocīti	Rh fenotips un Kell antigēns	TM-M-IMH-10-09.2022/1	DGGelRhPhenoKell-1.0-IFU	Gaiļezers / LIC
Imūnhematoloģija		Recipienta seruma/plazmas un donora eritrocītu saderības tests / netiešas antiglobulīna testa (IAT) ar gēlkarī "DG Gel Coombs" / hemaglutinācijas reakcija	Serums, plazma, eritrocīti	Recipienta seruma/plazmas un donora eritrocītu saderība	TM-M-IMH-11-09.2022/1	DGGelCoombs-3.0-IFU	Gaiļezers / LIC
Imūnhematoloģija	GRIFOLS analizators EFLEXIS ERYTRA	Tiešais antiglobulīna tests (DAT) ar gēlkarī "DG Gel Coombs" / hemaglutinācijas reakcija	Serums, plazma, eritrocīti	Antieritrocitārās IgG antivielas un/vai C3d kompleksi	TM-M-IMH-12-09.2022/1	DGGelConfirm-1.0-IFU	Gaiļezers / LIC
Imūnhematoloģija	GRIFOLS analizators EFLEXIS ERYTRA	Antieritrocitāro antivielu skrīnings / netiešas antiglobulīna testa (IAT) metodes ar gēlkarī "DG Gel Coombs" / hemaglutinācijas reakcija	Serums, plazma, eritrocīti	Antieritrocitāro antivielu skrīnings	TM-M-IMH-13-09.2022/1	DGGelCoombs-3.0-IFU	Gaiļezers / LIC
Imūnkīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnkīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asinis	Folskābe	TM-M-IC:24-08.2022/1	2023-10, V 1.0	Gaiļezers
Imūnkīmija	IDS-iSYS (Immunodiagnostic systems)	Imūnhemiluminiscence	Asins plazma	Aldosterons	TM-M-IC:41-02.2022/2	IS-3300 V15, 04.03.25.	Gaiļezers
Imūnkīmija	IDS-iSYS (Immunodiagnostic systems)	Imūnhemiluminiscence	Asins plazma	Tiešais renīns	TM-M-IC:42-02.2022/2	IS-3400 V12, 10.03.25.	Gaiļezers
Imūnkīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas modulis: cobas® pro e501	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins plazma	Adrenokortikotropais hormons (ACTH)	TM-M-IC:57-11.2023/1	2025-09, V 3.0	Gaiļezers
Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums	Antivielas pret TSH receptoriem (TRAb)	TM-M-IC:16-06.2022/1	04V18, 2024	Gaiļezers
Imūnkīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnkīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums	NSE – neironu specifiskā enolāze	TM-M-IC:38-09.2022/1	2023-10, V 6.0	Gaiļezers
Imūnkīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnkīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums	Proteīns S-100	TM-M-IC:40-09.2022/1	2023-05, V 5.0	Gaiļezers
Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminiscences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums	Augsti jutīgais TROPONĪNS-I (stat hsTroponinI)	TM-M-IC:53-09.2022/1	08P13,2021	Gaiļezers
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielu pret Entamoeba histolytica noteikšanai/ Entamoeba histolytica IgG, Bioactiva Diagnostica, Vācija	Asins serums	IgG antivielas pret Entamoeba histolytica (anti- Entamoeba histolytica IgG)	TM-M-IIC:43-11.2023	ENTG0140BA_IFU_rev01_fromLot_084_N	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielu pret Toxocara canis noteikšanai/ Toxocara canis IgG, Bioactiva Diagnostica, Vācija	Asins serums	IgG antivielas pret Toxocara canis (anti-Toxocara IgG)	TM-M-IIC:44-11.2023	TOCG0450BA_IFU_rev01_fromLot_090_N	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielu pret Echinococcus sp. noteikšanai/ Echinococcus IgG, Bioactiva Diagnostica, Vācija.	Asins serums	IgG antivielas pret Echinococcus sp.(anti-Echinococcus sp.IgG)	TM-M-IIC:45-11.2023	ECHG0130BA_IFU_rev01_fromLot_089_N	LIC
Imūnkīmija	Manuāli	Imunoblot IgG klases specifiskās antivielas pret Echinococcus sp. (apstiprinošais tests WB)/ ECHINOCOCCUS Western Blot IgG. Immunoblot assay for in vitro diagnostic use. LDBIQ DIAGNOSTICS, Lyon-France	Asins serums	Specifiskās antivielas pret Echinococcus sp.	TM-M-IIC:55-04.2019/7	WB-ECH vs17	LIC
Imūnkīmija	Imūnhromatogrāfija	Imūnhromatogrāfija / Imūnhromatogrāfiskais ekspress tests antivielu pret HIV1 un HIV2 kvalitāīvai noteikšanai /Genie Fast HIV 1/2 ,BIO-RAD, Francija	Asinis, asins serums, plazma	Antivielas pret HIV1 un HIV2	TM-M-IIC:57-12.2018/5	2017/10 16004652	LIC
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Antifosfolipīdu antivielas (Anti-Phospholipid Screen) IgG	TM-M-IC-58-01.2025/1	2024-10-01_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Antifosfolipīdu antivielas (Anti-Phospholipid Screen) IgM	TM-M-IC-59-01.2025/1	2024-10-01_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Antikardiolipīna antivielas (Anti-Cardiolipin Screen) IgG, IgM, IgA	TM-M-IC-60-01.2025/1	2024-10-01_6	Gaiļezers

Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti beta 2 glikoproteīna I antivielas (Anti-beta-2-Glycoprotein I Screen) IgG, IgM, IgA	TM-M-IC-62-01.2025/1	2024-10-01_8	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti beta 2 glikoproteīna I antivielas (Anti-beta-2-Glycoprotein I) IgG	Anti-beta2 GPI IgG	2024-10-01_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti beta 2 glikoproteīna I antivielas (Anti-beta-2-Glycoprotein I) IgM	Anti-beta2 GPI IgM	2024-10-01_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti-dsDNS (Antivielas pret dubultspirāļu DNS) IgG	TM-M-IC-63-01.2025/1	2024-07-11_7	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Antikardiopīna antivielas (Anti-Cardiolipin) IgG	TM-M-IC-65-01.2025/1	2024-10-01_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Antikardiopīna antivielas (Anti-cardiolipin) IgM	TM-M-IC-66-01.2025/1	2024-10-01_7	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators:	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Troponīns T hs (TnT)	TM-M-IC-01-02.2022/1	2024-04, V 4.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: klīniskās ķīmijas modulis c801; cobas® pure analizators:	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Ferritīns (FERR)	TM-M-IC:02-02.2022/1	2023-12, V 7.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators:	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Interleikīns-6 (IL-6)	TM-M-IC:03-02.2022/1	2024-10, V 6.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators:	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Prokalcitonīns (PCT), (BRAHMS)	TM-M-IC:04-02.2022/1	2024-11, V 2.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Kortizols	TM-M-IC:05-06.2022/1	08P33,2018	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Tirotropais hormons (TSH)	TM-M-IC:06-06.2022/1	07P48,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Brīvais trijodtironīns (FT3)	TM-M-IC:07-06.2022/1	07P69,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Brīvais tiroksīns (FT4)	TM-M-IC:08-06.2022/1	07P70,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Antivielas pret tireoperoksīdāzi (Anti - TPO)	TM-M-IC:09-06.2022/1	09P35,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Tireoglobulīns	TM-M-IC:10-06.2022/1	09P49,2023	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Antivielas pret tireoglobulīnu (Anti-TG)	TM-M-IC:11-06.2022/1	09P34,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Parathormons	TM-M-IC:12-06.2022/1	08P31,2023	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Testosterons	TM-M-IC:13-06.2022/1	07P68,2023	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Dzimumhormonu saistošais globulīns (SHBG)	TM-M-IC:14-06.2022/1	09P38,2023	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Prolaktīns	TM-M-IC:15-06.2022/1	07P66,2022	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Dehidroepiandrosterona sulfāts (DHEA-S)	TM-M-IC:17-06.2022/1	09P37,2023	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Folikulstimulējošais hormons (FSH)	TM-M-IC:18-06.2022/1	07P49,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Luteinizējošais hormons (LH)	TM-M-IC:19-06.2022/1	07P91,2024	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Estradiols	TM-M-IC:20-06.2022/1	07P50,2019	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	Hemiluminescences mikrodaļiņu imūnanalīze (CMIA)	Asins serums, plazma	Progesterons	TM-M-IC:21-06.2022/1	08P36,2022	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Vitamīns D kopējais	TM-M-IC:22-08.2022/1	2025-05, V 4.0	Gaiļezers

Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Vitamins B12	TM-M-IC:23-08.2022/1	2025-01, V 9.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Imūnglobulīns E (IgE)	TM-M-IC:25-09.2022/1	2024-10, V 6.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	NT-proBNP	TM-M-IC:27-09.2022/1	2024-09, V 2.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Horiogonadotropīns (HCG+β)	TM-M-IC:28-09.2022/1	2024-11, V 1.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Karcinoembrionālais antigēns (CEA)	TM-M-IC:29-09.2022/1	2024-04, V 7.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Audzēja marķieris CA – 125 (OM-MA)	TM-M-IC:30-09.2022/1	2024-11, V 8.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Audzēja marķieris CA 15-3	TM-M-IC:31-09.2022/1	2024-10, V 1.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Audzēja marķieris CA 19-9	TM-M-IC:32-09.2022/1	2024-06, V 8.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Alfa fetoproteīns (AFP)	TM-M-IC:33-09.2022/1	2024-11, V 1.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Brīvais prostatas specifiskais antigēns (bPSA)	TM-M-IC:34-09.2022/1	2024-10, V 1.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Kopējais prostatas specifiskais antigēns (tPSA)	TM-M-IC:35-09.2022/1	2024-07, V 7.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Kalcitonīns	TM-M-IC:36-09.2022/1	2024-03, V 2.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	SCC - plakanšūnu vēža antigēns	TM-M-IC:37-09.2022/1	2021-10, V 4.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	HE4 - cilvēka epidiidimālais proteīns 4 (WFDC2)	TM-M-IC:39-09.2022/1	2025-08, V 8.0	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	ANA (Antinukleārs antiviels) IgG	TM-M-IC:43-02.2022/1	2024-07-11_6	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	ENA (Ekstrahētās nukleārās antiviels) IgG	TM-M-IC:45-02.2022/1	2024-07-11_5	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti CCP hs (Antiviels pret ciklisko citrulnēto pēptīdu) IgG	TM-M-IC:46-02.2022/1	2024-07-16_3	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti-MPO (Antiviels pret mielopēroksidāzi) IgG	TM-M-IC:47-02.2022/1	2024-07-12_5	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti-PR3hs (Antiviels pret proteināzi-3) IgG	TM-M-IC:48-02.2024/2	2024-07-16_5	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti-tTG (Antiviels pret audu transglutamināzi) IgA	TM-M-IC:49-02.2022/1	2024-07-11_4	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	Anti-tTG (Antiviels pret audu transglutamināzi) IgG	TM-M-IC:50-02.2022/1	2024-07-12_3	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Asins serums, plazma	AMA M2 (Antimihondriālās M2 apakštēpa antigēna antiviels) IgG	TM-M-IC:51-02.2022/1	2024-07-11_5	Gaiļezers
Imunoloģija	ALEGRIA (ORGENTEC)	ELISA	Fēces	Kalprotektīns	TM-M-IC:52-02.2022/1	2025-06-10_8	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	Audzēja marķieris CA 72-4	TM-M-IC:55-09.2022/1	2024-11, V 1.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas: cobas® pro analizators: imūnķīmijas modulis e801	Elektroķīmiskās luminescences imunoloģiskais tests ("ECLIA")	Asins serums, plazma	CYFRA 21-1 citokēratīna 19. fragments	TM-M-IC:56-09.2022/1	2024-03, V 9.0	Gaiļezers
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS c 402/ Roche diagnostics	ELISA HBsAg noteikšanai/ Alinity i HBsAg Qualitative II (CMIA), ABBOTT // COBAS HBsAg, Roche diagnostics	Asins serums, plazma	Hepaflta B vīrusa virsmas antigēns (HBsAg)	TM-M-IIC:01-12.2020/8	G71261R03 revised May 2019 / 2023-09, V 5.0 English	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS c 402/ Roche diagnostics	ELISA HBsAg noteikšanai/ Alinity i HBsAg, ABBOTT // COBAS HBsAg, Roche Diagnostics	Asins serums, plazma	Hepaflta B vīrusa e antigēns (HBeAg)	TM-M-IIC:03-12.2020/8	H17137R03 labots 2019. gada jūlijā / 2021-09, V 3.0 English	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS c 402/ Roche	ELISA antiviels pret HBc noteikšanai/ Alinity i Anti-HBc II, ABBOTT // COBAS Anti-HBc,Roche Diagnostic	Asins serums, plazma	Antiviels pret hepaflta B sēdes antigēnu (anti-HBc)	TM-M-IIC:04-12.2020/7	H02177R05 labots 2021. gada janvārī / 2023-09, V 1.0 English	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA HBsAg neitralizācijai/ Alinity i HBsAg Qalitative Confirmatory, ABBOTT	Asins serums, plazma	Hepaflta B vīrusa virsmas antigēna neitralizācija (HBsAg neitr.)	TM-M-IIC:05-12.2020/7	H11823R03 labots 2019. gada aprīlī	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS c 402/ Roche diagnostics	ELISA IgM antiviels pret HBc noteikšanai / Alinity i Anti-HBc IgM; ABBOTT // COBAS Anti-HBc IgM, Roche Diagnostics	Asins serums, plazma	IgM klases antiviels pret hepaflta B sēdes antigēnu (anti-HBc IgM)	TM-M-IIC:06-12.2020/7	G71211R04 revised July 2019 / 2023-02, V 3.0 Can English	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS c 402/ Roche	ELISA antiviels pret HBc noteikšanai / ALINITY i anti-HBc, ABBOTT // COBAS Anti-HBc, Roche Diagnostics	Asins serums, plazma	Antiviels pret hepaflta B vīrusa e antigēnu (anti- HBe)	TM-M-IIC:07-12.2020/8	H17136R03 labots 2019. gada jūlijā / 2022-01, V 4.0 English	LIC

Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA antivielas pret HBs noteikšanai/ Alinity i Anti-HBs, ABBOTT	Asins serums, plazma	Antivielas pret hepatīta B vīrusa virsmas antigēnu (anti - HBs)	TM-M-IIC:08-12.2020/6	G71261R03 revised May 2019	LIC
Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA antivielas pret HAV noteikšanai/ Alinity i HAVAb-IgG, ABBOTT	Asins serums, plazma	Antivielas pret hepatīta A vīrusa antigēnu (Anti - HAV)	TM-M-IIC:09-12.2020/6	H17140R05 labots 2021. gada janvārī	LIC
Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT COBAS e 402/ Roche diagnostics	ELISA IgM antivielas pret HAV noteikšanai/ Alinity HAVAb-IgM, ABBOTT // COBAS Anti-HAV IgM; Roche Diagnostics	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret hepatīta A vīrusa antigēnu (Anti HAV- IgM)	TM-M-IIC:10-12.2020/7	H15201R03 labots 2018. gada maijā / 2021-11, V 5.0 English	LIC
Imūnkīmija	Gemini Alinity i /ABBOTT	ELISA antivielas pret HCV noteikšanai/ INNOTEST HCV® Ab IV, FUJIREBIO, Beļģija // Alinity i Anti - HCV Reagent Kit (CMIA), ABBOTT //	Asins serums, plazma	Antivielas pret hepatīta C vīrusa antigēnu (Anti - HCV)	TM-M-IIC:11-12.2020/7	G71272R04 revised July 2019 / 2024-08, V 1.0 English	LIC
Imūnkīmija	ARCHITECT /ABBOTT	ELISA HCV Ag noteikšanai/ ARCHITECT HCV Ag, ABBOTT	Asins serums, plazma	Hepatīta C vīrusa Core antigēns (HCV Ag)	TM-M-IIC:12-08.2015/1	F5-Y406-2/R11 revised June 2018	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgM antivielas pret TBE noteikšanai/ ELISA-VIDITEST anti TBEV IgM, Vidia spol. s r.o., Čehija	Asins serums, plazma, likvors	IgM klases antivielas pret ērcu encefālīta vīrusu (Anti - TBE IgM)	TM-M-IIC:14-12.2019/5	ODZ-194, date of the revision of manual: 08.04.2024.	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielas pret TBE noteikšanai / ELISA-VIDITEST anti TBEV IgG; Vidia spol. s r.o., Čehija	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret ērcu encefālīta vīrusu (Anti - TBE IgG)	TM-M-IIC:15-12.2019/5	ODZ-192, date of the revision of manual: 18.05.2023.	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL, DiaSorin	ELISA IgM antivielas pret Borrelia noteikšanai / LIAISON Borrelia IgM Quant; DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> (anti-Borrelia burg. IgM)	TM-M-IIC:16-12.2019/4	200/007-917, 11-2024-07	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA IgG antivielas pret Borrelia noteikšanai/ LIAISON Borrelia IgG; DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> (anti-Borrelia burg. IgG)	TM-M-IIC:17-12.2019/5	200/007-881, 12-2024-03	LIC
Imūnkīmija	Gemini	ELISA antivielas pret Corynebacterium diphtheriae toksīna noteikšanai/ Diphtheria IgG; RIDASCREEN, Germany	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret difterijas toksīnu (anti- Diphth.Tox. IgG)	TM-M-IIC:18-12.2019/5	2015-07-01 RIDASCREEN Diphtherie	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL, DiaSorin	ELISA IgG antivielas pret parotīta vīrusa noteikšanai/ LIAISON Mumps IgG; DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret parotīta vīrusu (anti - Parot. IgG)	TM-M-IIC:19-12.2019/5	LV-200/007-946, 10-2022-07	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL, DiaSorin	ELISA IgM antivielas pret parotīta vīrusa noteikšanai/ LIAISON Mumps IgM; DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret parotīta vīrusu (anti - Parot. IgM)	TM-M-IIC:20-12.2019/5	LV-200/007-027, 11-2022-07	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs COBAS e 402/ Roche diagnostics, Alinity i /ABBOTT	*papildus ELISA antivielas pret HIV 1, HIV 2 un HIV Ag noteikšanai/ Genscreen® Ultra HIV Ag/Ab, Bio-Rad, Francija/ Elecsys HIV Duo cobas® e 402, Roche Diagnostics, Vācija/ Alinity i HIV Ag/Ab, Roche, ABBOTT	Asins serums, plazma	Antivielas pret HIV 1 un HIV 2 un HIV Ag	TM-M-IIC:22-12.2020/7	2013/10 883637 / 2023-09, V 1.0 Latviešu / G71155R04 revised May 2019	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA HIV 1 antigēna noteikšanai/ INNOTEST HIV Antigen mAb. FUJIREBIO, Beļģija	Asins serums, plazma	HIV 1 antigēns (HIV1 Ag) (ELISA)	TM-M-IIC:23-12.2022/7	28697 v6 2023-01-23	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA HIV 1 antigēna neitralizācijai/ INNOTEST HIV Antigen mAb - Neutralization Reagents. FUJIREBIO, Beļģija	Asins serums, plazma	HIV 1 antigēna neitralizācija (HIV1 Ag neutr.) (ELISA)	TM-M-IIC:24-12.2017/6	28698 v2 2017-04-25	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgM antivielas pret Rubella noteikšanai/ Anti-Rubella Virus ELISA IgM, Euroimmun, Vācija	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Rubella	TM-M-IIC:25-12.2019/5	EI-2590-2M_A_UK_C11.doc Version: 19/04/2023	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgM antivielas pret Rubeola noteikšanai / Anti-Measles Virus ELISA IgM, Euroimmun, Vācija	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Rubeola (Anti-Rubeola IgM)	TM-M-IIC:26-12.2019/5	EI-2610-4M_A_UK_C05 Version: 09/10/2013	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA anti-EBV EA IgM noteikšanai/ Anti-EBV-EA-D ELISA IgM. Euroimmun, Vācija	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Epšteina Barra vīrusa agrīniem antigēniem (anti- EBV EA IgM) (ELISA)	TM-M-IIC:27-10.2019/5	EI-2795M_A_UK_C06.doc Version: 06/05/2022	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-HSV1/2 IgM noteikšanai/ LIAISON HSV-1/2 IgM, DiaSorin,Italy	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret Herpes Simplex I un II vīrusu (anti-HSV1/2 IgM) (ELISA)	TM-M-IIC:28-12.2019/5	EN - 200/007-834, 05-2019-07	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-HSV1/2 IgG noteikšanai/ LIAISON HSV IgG, DiaSorin,Italy	Asins serums, plazma	IgG antiv. pret Herpes Simplex I un II vīrusu (anti-HSV1/2 IgG) (ELISA)	TM-M-IIC:29-12.2019/5	LV - 200/007-835, 05-2019-07	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-VZV IgM noteikšanai/ LIAISON VZV IgM, DiaSorin,Italy	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret Varizella Zoster vīrusu (anti-VZV IgM) (ELISA)	TM-M-IIC:30-12.2019/5	LV - 200/007-897, 08-2019-10	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-VZV kvantitatīvai IgG noteikšanai/ LIAISON VZV IgG, DiaSorin,Italy	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret Varizella Zoster vīrusu kvantitatīvi (anti-VZV IgG kvant.) (ELISA)	TM-M-IIC:31-12.2019/5	LV - 200/007-146, 03-2024-06	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgM antivielu pret Toxoplasma gondii noteikšanai/ Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgM), EUROIMMUN, Vācija	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret Toxoplasma gondii (anti- Toxo IgM) (ELISA)	TM-M-IIC:32-12.2018/6	EI-2410M-A-UK_C12.docx Version: 05/05/2022	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielu pret Toxoplasma gondii kvantitatīvai noteikšanai/ Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgG), EUROIMMUN, Vācija	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret Toxoplasma gondii kvantitatīvi (anti- Toxo IgG kvant.) (ELISA)	TM-M-IIC:33-12.2018/6	EI-2410G_A_UK_C13.docx Version: 04/05/2022	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgA antivielu pret Toxoplasma gondii noteikšanai/ Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgA), EUROIMMUN, Vācija	Asins serums, plazma	IgA antivielas pret <i>Toxoplasma gondii</i> (anti- Toxo IgA) (ELISA)	TM-M-IIC:34-12.2018/6	EI-2410A_A_UK_C07.doc Version: 04/05/2022	LIC
Imūnkīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielu pret Toxoplasma gondii aviditātes noteikšanai/ Avidity determination of IgG antibodies against Toxoplasma gondii ELISA, EUROIMMUN, Vācija	Asins serums, plazma	IgG antivielu pret <i>Toxoplasma gondii</i> aviditāte (anti- Toxo IgG aviditi) (ELISA)	TM-M-IIC:35-12.2018/5	EI-2410-I_G_A_UK_C09.docx Version: 04/05/2022	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-ParvoB19 IgM noteikšanai/ LIAISON Biotrin Parvovirus B19 IgM, Irja	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret Parvovīrusu B19 (anti-ParvoB19 IgM) (ELISA)	TM-M-IIC:36-12.2019/5	LV - 200/007-139, 02-2023-03	LIC
Imūnkīmija	LIAISON® XL,DiaSorin	ELISA anti-ParvoB19 IgG noteikšanai/ LIAISON Biotrin Parvovirus B19 IgM, Irja	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret Parvovīrusu B19 (anti-ParvoB19 IgG) (ELISA)	TM-M-IIC:37-12.2019/5	LV - 200/007-000, 01-2023-02	LIC
Imūnkīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA anti-Treponema pallidum IgM +IgG noteikšanai/ Alinity i Syphilis TP. Abbott Diagnostics, ASV	Asins serums, plazma	Antivielas pret <i>Treponema pallidum</i>	TM-M-IIC:38-12.2022/6	G71147R02 revised March 2018	LIC

Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA anti-Treponema pallidum IgM noteikšanai/ recomWell Treponema IgM, MIKROGEN diagnostik, Vācija	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret <i>Treponema pallidum</i>	TM-M-IIC:39-12.2022/7	GIRETP014DE_2017-12	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA Giardia lamblia antigēna noteikšanai/ RIDASCREEN Giardia (C1101), R-biopharm, Vācija	Fēces	Giardia lamblia antigēns	TM-M-IIC:40-04.2019/9	2023-11-27 RIDASCREEN Giardia	LIC
Imūnķīmija	Tendigo /Fujirebio	Imunoblots: Imunoblots antivielu pret HCV noteikšanai/ INNO- LIA HCV Score, Fujirebio, Beļģija	Asins serums, plazma	Antivielas pret hepatīta C vīrusa proteīniem (Anti - HCV apst.)	TM-M-IIC:48-12.2018/5	28667 v7 2025-03-28	LIC
Imūnķīmija	Profiblot 48 (Tecan)	Imunoblots IgM antivielu pret Borrelia burgdorferi noteikšanai/ recomLine Borrelia IgM,MIKROGEN Diagnostik, Vācija	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> (anti-Borrelia apstipr. IgM)	TM-M-IIC:49-12.2019/6	GARLBB009D_2023-03	LIC
Imūnķīmija	Profiblot 48 (Tecan)	Imunoblots IgG antivielu pret Borrelia burgdorferi noteikšanai/ recomLine Borrelia IgG,MIKROGEN Diagnostik, Vācija	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret <i>Borrelia burgdorferi</i> (anti-Borrelia apstipr. IgG)	TM-M-IIC:50-12.2019/6	GARLBB009D_2023-03	LIC
Imūnķīmija	Tendigo/Fujirebio	Imunoblots antivielu pret HIV1 un HIV2 apstiprināšanai/ INNO - LIA TM HIV I/II Score, FUJIREBIO, Beļģija	Asins serums, plazma	Antivielas pret HIV1 un HIV2 vīrusa proteīniem (anti-HIV1 un anti-HIV2 apst.) (Imunoblots)	TM-M-IIC:51-12.2022/6	29002 v0 2023-11-17	LIC
Imūnķīmija	Profiblot 48 (Tecan)	Imunoblots IgM klases antivielu pret Treponema pallidum noteikšanai/ recomLine Treponema IgM 2.0, Mikrogen, Vācija	Asins serums, plazma	IgM antivielas pret <i>Treponema pallidum</i> (antivielu noteikšana ar imunoblotu)	TM-M-IIC:52-12.2022/2	GARLTO004D_2023-03	LIC
Imūnķīmija	Profiblot 48 (Tecan)	Imunoblots IgG klases antivielu pret Treponema pallidum noteikšanai/ recomLine Treponema IgM 2.0, Mikrogen, Vācija	Asins serums, plazma	IgG antivielas pret <i>Treponema pallidum</i> (antivielu noteikšana ar imunoblotu)	TM-M-IIC:53-12.2022/2	GARLTO004D_2023-03	LIC
Imūnķīmija	Aglutinācijas reakcija	Aglutinācijas reakcija / Netieša hemaglutinācija. Echinococcus granulosus.	Serums	Antivielas pret <i>Echinococcus granulosus</i>	TM-M-IIC:58-04.2019/8	8000140-LV-2012-01	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	Rotavīrusa antigēna noteikšana, ELISA / RIDASCREEN Rotavirus(C0901), R-Biofarm AG, Germany	Izkārnījumi	Rotavīrusa antigēns	TM-M-IIC:59-11.2024	2019-07-08 RIDASCREEN Rotavirus; 2023-11-27 RIDASCREEN Rotavirus (LV)	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	Adenovīrusa antigēna noteikšana, ELISA / RIDASCREEN Adenovirus(C1001), R- Biofarm AG, Germany	Izkārnījumi	Adenovīrusa antigēns	TM-M-IIC:60-11.2024	2024-01-17 RIDASCREEN Adenovirus	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	ELISA / IgM klases antivielas pret Hanta vīrusiem/ Anti-Hanta Virus ELISA (IgM) (EUROIMMUN, Vācija)	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Hanta vīrusiem	TM-M-IIC:61-11.2024	El_278h-1M_A_UK_C06.docx Version: 26/09/2019	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	ELISA / IgG klases antivielas pret Hanta vīrusiem/ Anti-Hanta Virus ELISA (IgG)	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret Hanta vīrusiem	TM-M-IIC:62-11.2024	El_278h-1G_A_UK_C04.docx Version: 18/09/19	LIC
Imūnķīmija		Imunoblots IgM klases antivielu pret Hanta vīrusiem noteikšanai / Antibodies against antigens of Hantavirus (IgM), Hanta Profile 1 EUROLINE, EUROIMMUN, Vācija.	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Hanta vīrusiem (antivielu noteikšana ar imunoblotu)	TM-M-IIC:63-11.2024	DN_278h-1M_A_UK_C05.doc Version: 29/05/2017	LIC
Imūnķīmija		Imunoblots IgG klases antivielu pret Hanta vīrusiem noteikšanai / Antibodies against antigens of Hantavirus (IgG), Hanta Profile 1 EUROLINE, EUROIMMUN, Vācija.	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret Hanta vīrusiem (antivielu noteikšana ar imunoblotu)	TM-M-IIC:64-11.2024	DN_278h-1G_A_UK_C04.docx Version: 29/05/2017	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	ELISA / IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu/ Anti-Dengue Virus ELISA (IgM) (EUROIMMUN, Vācija)	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu	TM-M-IIC:65-11.2024	El-266a_1M-A_UK_C02.docx Version: 13/03/2019	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs HumaReades HS (Human)	ELISA / IgG klases antivielas pret Dengue vīrusu/ Anti-Dengue Virus ELISA (IgG) (EUROIMMUN, Vācija)	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret Dengue vīrusu	TM-M-IIC:66-11.2024	El-266a-1G_A_UK_C02.docx Version: 28/02/2019	LIC
Imūnķīmija	Luminiscents mikroskops	Tiešās imūnfluorescences metode. Vīrusspecifiskā antigēna noteikšana ar tiešās imūnfluorescences metodi. Respiratori sincitiālais vīruss / IMAGEN respiratory Syncytial Virus (RSV), Oxoid, Lielbritānija	Cilvēka rīkles gala un deguna eju iztriepe, nazofaringeālais astiprāts	Respiratori sincitiālais vīrusa antigēns	TM-M-IIC:67-11.2024	IFU X7848A, Revised November 2012	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielas pret Rubella noteikšanai/ Anti-Rubella Virus ELISA IgG, Euroimmun, Vācija	Spektrofotometrs	Anti-Rubella IgG (masaiņas)	TM-M-IIC:68-12.2019/6	El-2590G_A_UK_C10.doc Version: 05.05.2022	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielas pret Rubella vīrusa aviditātes noteikšanai/ Avidity determination of antibodies against Rubella Viruses, EUROIMMUN, Vācija	Spektrofotometrs	Anti-Rubella IgG (masaiņas, aviditāte)	TM-M-IIC:69-10.2019/2	El-2590-1G_A_UK_C09.doc Versija: 08.09/11	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielas pret Rubēola noteikšanai / Anti-Measles Virus ELISA IgG, Euroimmun, Vācija	Asins serums, plazma	Anti-Rubēola IgG (masalas)	TM-M-IIC:70-12.2019/6	El-2610G_A_UK_C12.doc Version: 17/06/2022	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA IgG antivielas pret Rubēola vīrusa aviditātes noteikšanai/ Avidity determination of antibodies against Measles Virus, EUROIMMUN, Vācija	Asins serums, plazma	Anti-Rubēola IgG (masalas, aviditāte)	TM-M-IIC:71-10.2009/2	El-2610-1G_MARK_UK_C03.doc Versija: 08/0011	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA anti-EBNA IgG noteikšanai / LIAISON EBNAIgG, DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	Anti-EBV EBNA IgG	TM-M-IIC:72-10.2011/2	LV - 200/007-839, 08-2020-10	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA anti-EBV -VCA IgG noteikšanai / LIAISON VCAIgG, DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	Anti-EBV VCA IgG	TM-M-IIC:73-08.2011/2	LV - 200/007-838, 08-2020-10	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA anti-EBV -VCA IgM noteikšanai/LIAISON EBVIgM, DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	Anti-EBV VCA IgM	TM-M-IIC:74-08.2011/2	LV - 200/007-837, 08-2020-10	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA anti-EBV EA IgG noteikšanai / LIAISON EAIgG, DiaSorin, Italy	Asins serums, plazma	Anti - EBV EA IgG	TM-M-IIC:75-08.2011/2	LV - 200/007-853, 06-2019-10	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA IgM antivielas pret CMV noteikšanai/LIAISON CMV IgM (CLIA), DiaSorin, Itālija	Asins serums, plazma	Anti-CMV IgM	TM-M-IIC:76-08.2020/2	LV - 200/007-952, 10-2019-04	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA IgG antivielas pret CMV noteikšanai/ LIAISON CMV IgG (CLIA), DiaSorin, Itālija	Asins serums, plazma	Anti-CMV IgG	TM-M-IIC:77-01.2020/2	LV - 200/007-948, 06-2019-04	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA CMV IgG aviditātes noteikšanai / LIAISON CMV IgG (CLIA), DiaSorin, Itālija	Asins serums, plazma	Anti-CMV IgG aviditāte	TM-M-IIC:78-01.2020/2	LV - 200/007-950, 09-2019-10	LIC
Imūnķīmija	Analizators LIAISON	ELISA IgG antivielas pret SARS-CoV-2 noteikšanai/ LIAISON SARS-CoV-2 Trimeric S IgG (trimeric spike) CLIA; DiaSorin	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret SARS-CoV-2 kvantitatīvi	TM-M-IIC:99-01.2024/1	LV - 200/007-797, 04-2020-05	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA IgM antivielas pret SARS-CoV-2 noteikšanai/ SARS-CoV-2 IgM, Alinity (S-spike protein), ABBOTT	Asins serums, plazma	IgM klases antivielas pret SARS-CoV-2	TM-M-IIC:101-01.2024/2	H16130R02 revised September 2020	LIC
Imūnķīmija	Alinity i /ABBOTT	ELISA IgG antivielas pret SARS-CoV-2 noteikšanai/ SARS-CoV-2 IgG Alinity (N-Nucleocapsid protein), ABBOTT	Asins serums, plazma	IgG klases antivielas pret SARS-CoV-2	TM-M-IIC:102-01.2024/2	H07943R03 revised June 2020	LIC
Imūnķīmija	Spektrofotometrs	ELISA Candida antigēna noteikšanai/ ELISA antigēn Candida.	Asins serums, plazma	Candida antigēns	TM-M-IIC:103-02.2025	200-3, 04/2020	LIC
Imūnķīmija	Tecan Profiblot 48, analizators Carl	Imunoblots IgG klases specifiskās antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu / recomLine EBV IgG, Mikrogen diagnostik,	asins serums, plazma	IgG klases specifiskās antivielas pret Epšteina-Barra vīrusu	TM-M-IIC:104-02.2025	GARLEB016EN-2023-05	LIC
Imūnķīmija	Tecan Profiblot 48, analizators Carl	Imunoblots IgM klases specifiskās antivielas pret Epšteina - Barra vīrusu / recomLine EBV IgM, Mikrogen diagnostik,	asins serums, plazma	IgM klases specifiskās antivielas pret Epšteina-Barra vīrusu	TM-M-IIC:105-02.2025	GARLEB016EN-2023-05	LIC

Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	IFCC metode ar piridoksālfosfāta aktivāciju	Asins serums, plazma	Alanīnaminotrasferāze (ALAT)	TM-M-CC:01-02.2022/2	2024-11. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	IFCC metode ar piridoksālfosfāta aktivāciju	Asins serums, plazma	Aspartāminotrasferāze (ASAT)	TM-M-CC:02-02.2022/2	2024-12. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Fermentatīva kolorimetrijas metode	Asins serums, plazma	Gamma glutamīltransferāze (GGT)	TM-M-CC:03-02.2022/1	2025-01. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	IFCC metode	Asins serums, plazma	Laktātdehidrogenāze (LDH)	TM-M-CC:04-02.2022/1	2025-09. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	IFCC metode ar NADPH	Asins serums, plazma	Kreatīnkināze (CK)	TM-M-CC:05-02.2022/2	2024-12. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503; cobas® pure: c303	IFCC, DGKC rekomendāciju imunoloģisks UV tests	Asins serums, plazma	Kreatīnkināzes MB frakcija (CKMB)	TM-M-CC:06-02.2022/1	2024-12. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriska diazo metode	Asins serums, plazma	Bilirubīns kopējais (BILT)	TM-M-CC:07-02.2022/1	2025-03. V 1.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriska diazo metode	Asins serums, plazma	Tiešais bilirubīns (BILD)	TM-M-CC:08-02.2022/1	2025-01. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriska metode, IFCC rek.	Asins serums, plazma	Sārmainā fosfatāze (ALP)	TM-M-CC:09-02.2022/2	2025-01. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzīmu kolorimetrisks tests saskaņā ar IFCC	Asins serums, plazma, urīns	Alfā-amilāze (AMYL)	TM-M-CC:10-02.2022/1	2025-01. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Fermentatīva kolorimetriska metode	Asins serums, plazma	Lipāze	TM-M-CC:11-02.2022/1	2024-09. V 6.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Fermentatīva metode ar heksokināzi.	Asins serums, plazma, urīns, cerebrospīnālais šķidrums	Glikoze (GLUC)	TM-M-CC:12-02.2022/2	2025-01. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzimātiska kolorimetriska metode	Asins serums, plazma	Kopējais holesterīns (CHOL)	TM-M-CC:13-02.2022/1	2024-11. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzimātiska kolorimetriska metode	Asins serums, plazma	Triglicerīdi (TRIGL)	TM-M-CC:14-02.2022/1	2024-12. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzimātiska kolorimetriska metode	Asins serums, plazma	Augsta blīvuma holesterīns (ABL-holesterīns), (HDLc)	TM-M-CC:15-02.2022/1	2025-01. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzimātiska kolorimetriska metode	Asins serums, plazma	Zema blīvuma holesterīns (ZBL-holesterīns), (LDLC)	TM-M-CC:16-09.2024/2	2025-01. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kinētisks tests ar ureāzi un glutamāta dehidrogenāzi	Asins serums, plazma, urīns	Urīnviela (UREA)	TM-M-CC:17-02.2022/1	2024-12. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kinētiskā kolorimetrija, kas balstīta uz Jaffe metodi	Asins serums, plazma, urīns	Kreatinīns (CREJ)	TM-M-CC:18-02.2022/2	2024-12. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Enzimātisks kolorimetrijas tests	Asins serums, plazma, urīns	Urīnskābe (UA)	TM-M-CC:19-02.2022/1	2024-12. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Jonu selektīvā elektrodu metode	Asins serums, plazma, urīns	Nātrijs, Kālijs, Hlorīdi (Na, K, Cl)	TM-M-CC:20-02.2022/1	2023-12. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas e sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Fotometriska metode	Asins serums, plazma, urīns	Kalcījs (CA)	TM-M-CC:21-02.2022/2	2024-11. V 8.0	Gaiļezers

Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Fotometriskā metode, molibdāta UV.	Asins serums, plazma, urīns	Fosfors (PHOS)	TM-M-CC:22-02.2022/2	2024-11. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriskā metode	Asins serums, plazma, urīns	Magnijs (MG)	TM-M-CC:23-02.2022/2	2025-01, V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriskā metode	Asins serums, plazma	Dzelzs (IRON)	TM-M-CC:24-02.2022/1	2025-03. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriskā metode	Asins serums, plazma	Kopējās olbaltumvielas (TP)	TM-M-CC:25-02.2022/1	2024-12. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pure: c303;	Turbidimetriskā metode	Urīns, cerebrospīnālais šķidrums	Kopējās olbaltumvielas urīnā/likvorā (TPUC)	TM-M-CC:26-02.2022/2	2025-07. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Kolorimetriskā metode	Asins serums, plazma	Albumīns (ALB)	TM-M-CC:27-02.2022/2	2024-04. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma, urīns un cerebrospīnālais šķidrums	Albumīns (ALBT)	TM-M-CC:28-02.2022/2	2025-07. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	C-reaktīvais olbaltums (CRP)	TM-M-CC:29-02.2022/1	2024-01, V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums	Transferīns (TRSF)	TM-M-CC:30-02.2022/1	2024-10. V 9.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503; cobas® pure: c303	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Ceruloplazmīns (CERU)	TM-M-CC:31-08.2022/1	2025-02, V 13.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Reimatoīdais faktors (RF)	TM-M-CC:32-08.2022/1	2025-09. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Antistreptolīzīns O (ASLO)	TM-M-CC:33-08.2022/1	2024-03. V 6.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma, urīns un cerebrospīnālais šķidrums	Imūnglobulīns G (IgG)	TM-M-CC:34-09.2022/1	2025-09. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Imūnglobulīns A (IgA)	TM-M-CC:35-09.2022/1	2025-02, V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Imūnglobulīns M (IgM)	TM-M-CC:36-09.2022/1	2024-08. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Asins serums, plazma	Beta 2 mikroglobulīns (BMG)	TM-M-CC:37-09.2022/1	2024-08, V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas moduļi: cobas® pro: c503;	Mikrodalījņu kinētiskā mijiedarbība šķīdumā (KIMS)	Asins serums, plazma	Vankomicīns	TM-M-CC:38-09.2022/1	2024-04. V 5.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas modulis: cobas® pro: c503	Fermentatīvā metode	Asins plazma, urīns	Etanols (ETOH)	TM-M-CC:41-01.2023/1	2024-09, V 17.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas modulis: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrija	Asinis	Glikohemoglobīns A1c (HbA1c)	TM-M-CC:42-01.2023/1	2026-04, V 2.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas modulis: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Serums, plazma	Komplementa faktors C3	TM-M-CC:43-11.2023/1	2025-02. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Roche/Hitachi cobas c sistēmas, klīniskās ķīmijas modulis: cobas® pro: c503	Imūnturbidimetrijas metode	Serums, plazma	Komplementa faktors C4	TM-M-CC:44-11.2023/1	2025-02. V 7.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	Osmomat 3000	krioskopiskā metode	serums, plazma, urīns	Osmolalitāte	TM-M-CC:45-09.2024/1	Ref.sol. 30.9.0290	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	cobas® pro sistēma, analizators cobas c503	Imūnturbidimetrijas metode	likvors	IgA likvorā	TM-M-CC:46-01.2025/1	2024-07. V 6.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija	cobas® pro sistēma, analizators cobas c503	Imūnturbidimetrijas metode	likvors	IgM likvorā	TM-M-CC:47-01.2025/1	2024-08,V 7.0	Gaiļezers

Klīniskā ķīmija	cobas® pro sistēma, analizators cobas c503	Kolorimetriska metode	likvors	Laktāts	TM-M-CC:48-01.2025/1	2025-06. V 8.0	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija (hromatogrāfija)	Šķidrums hromatogrāfs Shimadzu Nexera; masspektrometrs Shimadzu LCMS 8050	Hromatogrāfija - masspektrometrija	Asimis_EDTA	Pretepileptisko līdzekļu noteikšana ar šķidrums hromatogrāfiju – masspektrometriju	TM-M-HROM:01-01.2025	n/a	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-2500, Sysmex Corporation, Japāna	Noteikšana pēc <i>Quick</i> metodes	Asins plazma	Protrombīns un INR	TM-M-KOAG:01-07.2022/1	11528733_Iv Rev. 15	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-2500 / CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Fibrīna recekļa veidošanās laika noteikšana	Asins plazma	Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTT)	TM-M-KOAG:02-07.2022/1	11539591_Iv Rev. 13	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-2500 / CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Atšķaidītas plazmas recēšanas laika noteikšana	Asins plazma	Fibrinogēns	TM-M-KOAG:03-07.2022/1	11528806_Iv Rev. 08	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-2500 / CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Turbidimetrijas metode	Asins plazma	D-Dimēri	TM-M-KOAG:04-07.2022/1	11531374_Iv Rev. 15	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Asins plazma	Trombīna laiks	TM-M-KOAG:05-03.2024/2	11540757_Iv Rev. 08	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Noteikšana pēc Owren metodes	Asins plazma	Protrombīns un INR	TM-M-KOAG:06-03.2023/1	IFU_4622 V6.0, 03.06.2025	Gaiļezers
Koaguloloģija	CS-5100, Sysmex Corporation, Japāna	Viena posma hromogēna analīze	Asins plazma	Anti-Xa faktora aktivitāte (Mazmolekulārie heparīni)	TM-M-KOAG:07-08.2024/1	11552996_Iv Rev. 05	Gaiļezers
Klīniskie izmeklējumi	Manuāli	Ķīmiskais un imūnhromatogrāfiskais tests	Fēces	Apslēptās asinis fēcēs	TM-M-KL:02-08.2024/7	1-300-K/ENG/2025-08-18 B00-610FOB	Gaiļezers
Klīniskie izmeklējumi	Atellica 1500 (CLINITEK NOVUS / Atellica UAS 800) Urine Sediment Analyzer	Automatizēta urīna analīzes sistēma ar kvalitatīviem vai puskvantitatīviem urīna sastāvdaļu in vitro mērījumiem un automatizētu urīna mikroskopijas sistēmu	Urīns	12 kvantitatīvi vai puskvantitatīvi rādītāju indikatorstipu izmeklējums, automatizēti urīna mikroskopija.	TM-M-KL:03-02.2022/1	10844208_En Rev.H,2023-09	Gaiļezers
Klīniskie izmeklējumi	Clinitek Advantus	Automatizēts un pusautomatizēts ar urīna teststripu analizatoru: ķīmiskais ar teststripu, refraktometrija / Indikatorstrēmliņu raudzē-ķīmiskais skrīnings// Clinitek Advantus	Urīns	Krāsa, īpatnējais svārs, reakcija-pH, leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns	TM-M-KL:04-02.2022/1	Rev.C.2023-10	Gaiļezers
Klīniskie izmeklējumi	Gaismas mikroskops	Standartizēts Urīna sedimenta mikroskopiskais izmeklējums	Urīns	Urīna sedimenta elementu morfoloģiskās izmaiņas un sastāvs	TM-M-KL:05-02.2022/1	Versija 3 (23.05.2022)	Gaiļezers
Klīniskie izmeklējumi	Gaismas mikroskops	Pēc Čila Nīlson krāsota materiāla gaismas mikroskopija	Krēpas, urīns, punkāti, bronhu skalojums	Acidorezistento mikobaktēriju klātbūtne	TM-M-KL:06-02.2022/1	N/A	Gaiļezers
Mikobakterioloģija	Mikroskops Carl Zeiss Mikroskops Nikon	Krāsota materiāla mikroskopiskā izmeklēšana	Klīniskais materiāls, mikobaktēriju kultūra	Acidorezistento mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana.	TM-M-MKBA:01-04.2020/2	n/a	TPSC
Mikobakterioloģija	Termostats	Mikobaktēriju audzēšana noteiktos vides apstākļos un temperatūrā izmantojot cietās mikobakterioloģiskās barotnes	Klīniskais materiāls, mikobaktēriju kultūra	Mikobaktēriju izdalīšana tīrultūrā cietajās mikobakterioloģiskajās barotnēs.	TM-M-MKBA:02-04.2020/1	n/a	TPSC
Mikobakterioloģija	BACTEC MGIT 960,BD	Mikobaktēriju audzēšana noteiktos vides apstākļos un temperatūrā izmantojot šķidrās mikobakterioloģiskās barotnes	Klīniskais materiāls, mikobaktēriju kultūra	Mikobaktēriju izdalīšana tīrultūrā izmantojot šķidrās mikobakterioloģiskās barotnes automatizētajās sistēmās.	TM-M-MKBA:03-04.2020/1	L000180JAA(05), 2019-09	TPSC
Mikobakterioloģija	BACTEC MGIT 960,BD	<i>M.tuberculosis</i> jutības noteikšana pret medikamentiem izmantojot šķidrās mikobakterioloģiskās barotnes	<i>M.tuberculosis</i> tīrultūra	<i>M.tuberculosis</i> jutības pret medikamentiem noteikšana.	TM-M-MKBA:04-04.2020/1	8008200(06),2023-03	TPSC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	<i>M. tuberculosis</i> kompleksa DNS un ar plašu medikamentu rezistenci (XDR) saistītu mutāciju noteikšana ar reāli laika polimerāzes ķēdes reakciju	Klīniskais materiāls	<i>M. tuberculosis</i> kompleksa DNS un ar plašu medikamentu rezistenci (XDR) saistītu mutāciju noteikšana ar reāli laika polimerāzes ķēdes reakciju	TM-M-MKBA:07-01.2025	302-3514,Ver 1,2020-07	TPSC

Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Meticilīnu rezistentā <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) un <i>Staphylococcus aureus</i> (SA) kvalitatīvai noteikšanai/ Xpert® SA Nasal Complete, Cepheid	Klīniskais materiāls	Meticilīna rezistentā <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) DNS un <i>Staphylococcus aureus</i> (SA) DNS	TM-M-Mb:01-12.2024	301-0190, Rev H	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) <i>Clostridium difficile</i> toksīnu gēnu noteikšanai/ Xpert® C.difficile BT, Cepheid	Klīniskais materiāls	<i>Clostridium difficile</i> gēni (tcdB, tcdE, tcdC)	TM-M-Mb:07-12.2024	301-6190, Rev E	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (MTB) DNS puskvantitatīvai noteikšanai un rezistences pret rifamicīnu noteikšanai/ Xpert® MTB/RIF Ultra, Cepheid	Klīniskais materiāls	<i>M.tuberculosis</i> DNS un ar rezistenci saistīto mutāciju noteikšana	TM-M-Mb:10-04.2020/2	301-5987, Ver 4,2023-05	TPSC
Molekulārā bioloģija	Cobas5800 (Roche Diagnostics)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HIV RNS kvantitatīvai noteikšanai/ Cobas HIV-1, Roche Diagnostics	Klīniskais materiāls	HIV1 vīrusa RNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:16-12.2024	09198890001-10	LIC
Molekulārā bioloģija	Cobas5800 (Roche Diagnostics)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HBV DNS kvantitatīvai noteikšanai/ Cobas HBV, Roche Diagnostics	Klīniskais materiāls	Hepaīta B vīrusa DNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:17-12.2024	09198920001-09	LIC
Molekulārā bioloģija	Cobas5800 (Roche Diagnostics)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HCV RNS kvantitatīvai noteikšanai/ Cobas HCV, Roche Diagnostics	Klīniskais materiāls	Hepaīta C vīrusa RNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:18-12.2024	09198857001-10	LIC
Molekulārā bioloģija	Abbott m2000 SP/RT System (Abbott Molecular)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR reālajā laikā) HCV genotipa noteikšanai/ Abbott RealTime HCV Genotype II, Abbott Molecular Inc.	Klīniskais materiāls	Hepaīta C vīrusa genotips un pirmā genotipa subtips	TM-M-Mb:20-12.2024	51-602215/R7	LIC
Molekulārā bioloģija	RotorGene 6000 (R Corbett research) RotorGeneQ (Qiagen), RotorGene (Qiagen)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) A un/vai B gripas vīrusa RNS noteikšana, kvalitatīvi/ CDC Realtime RTPCR protokol, 2009// RealStar® Influenza RT-PCR Kit Altona Diagnostics	Klīniskais materiāls	A un/vai B gripas vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:21-12.2024	301-0188, Rev E	LIC
Molekulārā bioloģija	RotorGene 6000 (R Corbett research) RotorGeneQ (Qiagen), RotorGene (Qiagen)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Masalu (Rubeola) vīrusa RNS N gēna kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls	Masalu (Rubeola) vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:28-01.2023/4	n/a	LIC
Molekulārā bioloģija	RotorGene 6000 (R Corbett research) RotorGeneQ (Qiagen), RotorGene (Qiagen)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Masaliņu (Rubella) vīrusa RNS E1 gēna kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls	Masaliņu (Rubella) vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:29-01.2023/4	n/a	LIC
Molekulārā bioloģija	RotorGene 6000 (R Corbett research) RotorGeneQ (Qiagen), RotorGene (Qiagen)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Epidēmiskā parotīta vīrusa RNS kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls	Epidēmiskā parotīta vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:35-01.2025	n/a	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Karbapenemāžu gēnu (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) noteikšanai un diferencēšanai/ Xpert® Carba-R, Cepheid	Klīniskais materiāls	Karbapenemāžu gēni (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1)	TM-M-Mb:42-12.2024	301-9242, Rev D	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Koronavīrusa (2019-nCoV) RNS kvalitatīvai noteikšanai/Xpert Xpress SARS-CoV-2, Cepheid	klīniskais materiāls	Koronavīrusa (2019-nCoV) E, , RdRP un N2 gēnu RNS	TM-M-Mb:44-01.2021/1	301-2585, Rev G	Gaiļezers / LIC
Molekulārā bioloģija	CFX96 (BioRad)	Cilvēka augsta riska papilomas vīrusa DNS un 14 augsta riska genotipu (16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,66,68) kvalitatīvai noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PKR-RL), Seegene, Korcija	klīniskais materiāls	Cilvēka papilomas vīrusa DNS un 14 augsta riska genotipi	TM-M-Mb:48-01.2023/1	11/2022 V2.13	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	SARS-CoV-2, A tipa /B tipa gripas un respiratori sincitiālā vīrusa RNS kvalitatīvai noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PKR-RL).	Klīniskais materiāls	Koronavīrusa (SARS-CoV-2), A tipa/B tipa gripas un respiratori sincitiālā vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:49-01.2023/1	301-0189, Rev G	Gaiļezers / LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Cilvēka augsta riska papilomas vīrusa (HPV) DNS un 16 un 18/45 DNS un 11 augsta riska genotipu (31,33, 35, 39, 51, 52, 56, 58,59, 66, 68) kvalitatīvai noteikšanai ar RT PKR	Klīniskais materiāls	Cilvēka augsta riska papilomas vīrusa (HPV) DNS un 16 un 18/45 DNS un 11 augsta riska genotipu (31,33, 35, 39, 51, 52, 56, 58,59, 66, 68) kvalitatīvai noteikšanai ar RT PKR	TM-M-Mb:52-12.2022/2	301-2585, Rev G	LIC
Molekulārā bioloģija	Sekvenātors Applied Biosystems 3500	HIV1 vīrusa jutība pret antiretrovirālām zālēm (sekvenēšana). Ģenētiskās mutācijas noteikšana proteāzes un daļa apgrieztiās transkripcijas reģionā.	asins plazma no asinīm ar EDTA	Genotipēšana ar sekvenēšanas metodi HIV jutības pret antiretrovirālām zālēm noteikšanai	TM-M-Skv:01-01.2025	MAN0026326, Rev.B.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Sekvenātors MiSeqDx	Ģenētisko variantu noteikšana ar nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) metodi un Pancancer pro paneli. Paneli iekļauto gēnu pārņemot un somatiski punktveida varianti (SNVs, indeli) un intragēniskās kopiju skaita variācijas	asins un/vai formālānā fiksēti, parafinā ieguldīti (FFPE) audi, kaulu smadzenes	Ģenētisko variantu noteikšana ar nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) metodi un Pancancer pro paneli	TM-M-Skv:02-12.2025/1	REF AS1400; AS1720; A2352; Q32854; Q32853; 5067-5584; 5067-5585; REF C3200-96X	LIC
Molekulārā bioloģija	Sekvenātors NovaSeq 6000	Ģenētisko variantu noteikšana ar nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) metodi un SureSelect Cancer CGP Assay paneli. Paneli iekļauto gēnu pārņemot un somatiski punktveida varianti (SNVs, indeli)	asins un/vai formālānā fiksēti, parafinā ieguldīti (FFPE) audi, kaulu smadzenes	Ģenētisko variantu noteikšana ar nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) metodi un SureSelect Cancer CGP Assay paneli	TM-M-Skv:03-12.2025/1	REF AS1400; AS1720;A2352; Q32854; Q32853; 5067-5584; 5067-5585; G9777B	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Citomegalovīrusa DNS kvalitatīva un/vai kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PKR-RL)	Klīniskais materiāls	Citomegalovīrusa DNS kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi	TM-M-Mb:54-01.2024/1	IFU_0056_A01_2.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Epšteina-Barra vīrusa DNS kvalitatīva un/vai kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PKR-RL)	Klīniskais materiāls	Epšteina-Barra vīrusa DNS kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi	TM-M-Mb:55-01.2024/1	IFU_0056_A14_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Herpes simplex 1 un 2 vīrusu DNS kvalitatīvai, kvantitatīvai noteikšanai / GeneProof HSV-1/2 PCR Kit, Čehija	Klīniskais materiāls	Herpes simplex 1 un 2 vīrusu DNS kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi	TM-M-Mb:56-01.2024/1	IFU_0054_A15_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Varicella zoster vīrusa DNS kvalitatīvai, kvantitatīvai noteikšanai / GeneProof VZV PCR Kit, Čehija	Klīniskais materiāls	<i>Varicella zoster</i> vīrusa DNS kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi	TM-M-Mb:57-01.2024/1	IFU_0055_A15_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Denges vīrusa RNS kvantitatīvai noteikšanai/ VIASURE Dengue Virus Real Time PCR, Certest,	Klīniskais materiāls	Denges vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:59-12.2024	IU-DEN012Eenes0221 rev.00	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Denges drudža vīrusa RNS genotipa noteikšanai/ VIASURE Dengue Serotyping Real Time PCR, Certest, Spānija	Klīniskais materiāls	Denges vīrusa RNS tipēšana	TM-M-Mb:60-12.2024	IU-DES148TEenes0221 rev.00	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Rietumnilas vīrusa (WNV) RNS kvalitatīva noteikšana, VIASURE West Nile Virus Real Time PCR, Certest, Spānija	Klīniskais materiāls	Rietumnilas vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:61-12.2024	IU-WNV012Efes0623 rev.00	LIC
Molekulārā bioloģija	Alinity m (Abbott)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HIV RNS kvantitatīvai noteikšanai/ Alinity m HIV-1AMP , Abbott Molecular Inc.	Klīniskais materiāls	HIV1 vīrusa RNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:62-01.2024/1	53-608055/R5	LIC
Molekulārā bioloģija	Alinity m (Abbott)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HCV RNS kvantitatīvai noteikšanai/Alinity m HCV-AMP, Abbott Molecular Inc.	Klīniskais materiāls	Hepaīta C vīrusa RNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:63-01.2024/1	51-602124/R12, 06.2020	LIC
Molekulārā bioloģija	Idylla™ Instruments	Reālā laikā polimerāzes ķēdes reakcija (RL-PKR) domāta iedzimtu vai iegūtu ģenētisku variantu (piem., SNP, mazu deļēciju un duplikāciju) noteikšanai audzēja audos, asinīs u.c.	Audu paraugs	Reālā laikā polimerāzes ķēdes reakcija (RL-PKR) domāta iedzimtu vai iegūtu ģenētisku variantu (piem., SNP, mazu deļēciju un duplikāciju) noteikšanai audzēja audos, asinīs u.c.	TM-M-PAT:05-07.2023/2 TM RI-PAT:11-16 BRAF; TM RI-PAT:11-17 EGFR; TM RI-PAT:11-18 KRAS; TM RI-PAT:11-19 MSI; TM RI-PAT:11-20 NRAS-BRAF; TM RI-PAT:11-26 GeneFusion; TM RI-PAT:11-27 POI E/POI DI	A0010/6; A0060/6; A0020/6; A0100/6; A0030/6; A0120/6	Patoloģijas centrs
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) <i>Coxiella burnetii</i> burnetii, ingentix	Klīniskais materiāls	<i>Coxiella burnetii</i> DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:64-01.2024/1	IFU Version 2.1	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) <i>Pneumocystis jirovecii</i> DNS kvalitatīvai noteikšanai/ Genesis RT-PCR Detection Kit	klīniskais materiāls	<i>Pneumocystis jirovecii</i> DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:65-01.2024/1	HB10.03.10	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	<i>Toxoplasma gondii</i> DNS kvalitatīva noteikšana ar reālā laikā PKR	klīniskais materiāls	<i>Toxoplasma gondii</i> DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:66-01.2024/1	HB10.03.11	LIC
Molekulārā bioloģija	CFX96 (BioRad)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Norovīrusa GI/GII, Rotavīrusa A, Adenovīrusa F (serotips 40/41), Astrovīrusa un Sapovīrusa (genogrupas GI, 2, 4, 5) DNS/RNS noteikšana / Allplex, Seegene, Dienvidkoreja	klīniskais materiāls	Vīruslās diarejas ierosinātāji DNS/RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:67-09.2024/1	12/2024 V3.03_(NE)	LIC

Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Adenovīrusa DNS noteikšanai / GeneProof Adenovirus PCR Kit, Čehija	klīniskais materiāls	Adenovīrusa DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:68-09.2024/1	IFU_0004_A01_2.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Cilvēka poliomas BK vīrusa DNS noteikšanai / GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit, Čehija	asinis ar EDTA plazma cerebrospīnālais šķidrums urīns	Cilvēka poliomas BK vīrusa DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:69-09.2024/1	IFU_0076_A01_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Cilvēka poliomas JC vīrusa DNS noteikšana / GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit, Čehija	klīniskais materiāls	Cilvēka poliomas JC vīrusa DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:70-09.2024/1	IFU_0076_A13_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Parvovīrusa B19 DNS kvalitatīvai, kvantitatīvai noteikšanai / GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit, Čehija	klīniskais materiāls	Parvovīrusa B19 DNS kvalitatīvi un kvantitatīvi	TM-M-Mb:71-09.2024/1	IFU_0071_A01_2.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-gene 6000: Rotor-gene Q MDX 5plex	Reālā laikā polimerāzes ķēdes reakcija (RL-PKR) A gripas vīrusa apakštipu A/H1pdm09 un A/H3 RNS kvalitatīva noteikšana	klīniskais materiāls	A gripas vīrusa apakštipu A/H1pdm09 un A/H3 RNS kvalitatīva noteikšana	TM-M-Mb:72-07.2025	LP-337, R-2D	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-gene 6000: Rotor-gene Q MDX 5plex	Reālā laikā polimerāzes ķēdes reakcija (RL-PKR) A gripas vīrusa apakštipu A/H5 un A/H7 RNS kvalitatīva noteikšana	klīniskais materiāls	A gripas vīrusa apakštipu A/H5 un A/H7 RNS kvalitatīva noteikšana	TM-M-Mb:73-07.2025	LP-338, R-2D	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Brucella spp. DNS kvalitatīvai noteikšanai/ BactoReal Kit Brucella spp., ingenitex	locītavas punktiāts, asinis, mikroorganisma izolāts, nezināmas izcelsmes materiāls, nokasījums no ādas	<i>Brucella spp.</i> DNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:74-09.2024/1	IFU Version 1.3	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert (Cepheid)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) vankomicīna rezistences gēnu A un B noteikšanai / Xpert® vanA/vanB, Cepheid	Mikroorganismu kultūra, uztriepe no anusa	VanA un VanB vankomicīna rezistences gēni	TM-M-Mb:75-09.2024/1	301-0188, Rev E	LIC
Molekulārā bioloģija	GeneXpert	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Chlamydia trachomatis un Neisseria gonorrhoeae DNS kvalitatīvai noteikšanai / GeneProof CT/NG PCR Kit,	Klīniskais materiāls	<i>Chlamydia trachomatis</i> un <i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNS kvantitatīvi	TM-M-Mb:76-09.2024/1	IFU_0123_A03_1.0 un IFU_0241_A01_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Zika vīrusa RNS kvalitatīvai noteikšanai / VIASURE Zika Virus Real Time PCR Detection Kit, CerTest	Klīniskais materiāls	Zika vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:79-09.2024/1	IU-ZIK112Eenes0520 rev.00	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Cikungunjas vīrusa RNS kvalitatīvai noteikšanai / VIASURE Chikungunya Real Time PCR Detection Kit, CerTest BIOTEC, Spānija	Klīniskais materiāls	Čikungunjas vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:80-09.2024/1	IU-CHI012Eenes0221 rev.00	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HAV RNS kvalitatīvai noteikšanai/ Sacace HAV Real-TM, Itālija	klīniskais materiāls	Hepaifta A vīrusa RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:81-09.2024/1	e6893 HAV Real TM Eng V4-TV4 ver100122	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-Gene Q (QIAGEN)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā HEV RNS kvalitatīvai, kvantitatīvai noteikšanai / altona diagnostics RealStar HEV RT-PCR Kit,Vācija	klīniskais materiāls	Hepaifta E vīrusa RNS kvalitatīvi un kvantitatīvi	TM-M-Mb:83-09.2024/1	07/2017 EN	LIC
Molekulārā bioloģija	Alinity m (Abbot)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) HBV DNS kvantitatīvai noteikšanai/ Alinity m HBV AMP Kit, Abbott Molecular Inc.	Klīniskais materiāls	Hepaifta B vīrusa DNS kvantitatīva noteikšana	TM-M-Mb:84-01.2025	AM09-01-014-F67/R1	LIC
Molekulārā bioloģija	CFX96 (BioRad)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Dīreijas bakterijā ierosinātāju DB1 (Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp., Y. enterocolitica, Vibrio spp., C.difficile toxin B, Aeromonas spp., Salmonella spp.) DNS	Klīniskais materiāls	Gastrointestinālo vīrusu DNS/RNS kvalitatīvi	TM-M-Mb:85-01.2025/1	10/2024 V1.15_(EN)	LIC
	GeneProof HHV-8 PCR Kit, Čehija	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Cilvēka herpesvīrusa 8 (HHV-8) DNS kvalitatīvai, kvantitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls	Cilvēka herpesvīrusa 8 (HHV-8) DNS kvalitatīva, kvantitatīva noteikšana	TM-M-Mb:86-06.2025	IFU_0052_A10_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor - Gene Q: GeneProof Borrelia PCR Kit, Čehija	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Borrelia DNS kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls, vides objekti (ērces)	Borrelia DNS kvalitatīva, kvantitatīva noteikšana	TM-M-Mb:87-08.2025	IFU_0013_A01_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor - Gene Q	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā (PKR-RL) Francisella tularensis DNS kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls, vides objekti (ērces)	Francisella tularensis DNS kvalitatīva noteikšana	TM-M-Mb:88-08.2025	HB10.03.11	LIC
Molekulārā bioloģija	Rotor-gene 6000 (Corbett Research) / Rotor-gene Q MDX 5plex (QUAGEN)	Enterovīrusu RNS ribonukleīnskābes (RNS) kvalitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā	Klīniskais materiāls (cerebrospīnālais šķidrums, rīkles gala un deguna eju /nazofaringeāla iztriepe, fēces)	Enterovīrusu RNS noteikšana	TM-M-Mb:89-12.2025	IFU_0009_A01_3.0	LIC
Molekulārā bioloģija	QiaGen, Rotor - Gene Q 5- PLEX RG, Genesig, UK	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Legionella pneumophila DNS kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls - krēpas, bronhu skalojums, nazofaringeāla iztriepe	Legionella pneumophila DNS kvalitatīvai noteikšanai	TM-M-Mb:90-12.2025	HB10.03.12	LIC
Molekulārā bioloģija	QiaGen, Rotor - Gene Q 5- PLEX RG, GeneProof	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Legionella pneumophila DNS kvalitatīvai noteikšanai	Klīniskais materiāls - krēpas, bronhu skalojums, nazofaringeāla iztriepe	Legionella pneumophila DNS kvalitatīvai noteikšanai	TM-M-Mb:91-12.2025	IFU_0242_A01_1.0	LIC
Molekulārā bioloģija	CFX96 (BioRad)	Polimerāzes ķēdes reakcija reālajā laikā Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1 DNS noteikšanai / Allplex	likvors	Bakteriālais meningīts	TM-M-Mb:92-06.2026	02/2018 v.1.0	LIC
Onkohematoloģija	NAVIOS EX (Beckman & Coulter)	Plūsmas citometrija	Asinis, aferēzes materiāls	Cilmes šūnu CD34+ skaita noteikšana	TM-M-ONKH:03-03.2024/1	B60229.AJ, 10/2021	LOC
Onkohematoloģija	NAVIOS EX (Beckman Coulter)	Plūsmas citometrija	Asinis, kaulu smadzenes, cerebrospīnālais šķidrums, serozo dobumu punktiāti	Leikozu imūnfenotipēšana	TM-M-ONKH:04-03.2024/1	C00197.AH, 08/2025	LOC
Parazitoloģija	Mikroskops NIKON YS99	Natīva un/vai krāsota materiāla gaismas mikroskopija / Asins parazītu noteikšana. Plānās uztriepes sagatavošana. Biezā piliena sagatavošana.	Asinis	Asins parazīti (uztriepe, biežais piliens)	TM-M-Pa:01-09.2022/7	n/a	Gaiļezers
Parazitoloģija	Mikroskops NIKON YS100	Natīva un/vai krāsota materiāla gaismas mikroskopija / Fekāliju parauga mikroskopiskā izmeklēšana: koncentrācija ar formalīna- etiācētāta sedimentāciju. (Microscopic Examination of fecal Specimens: Concentration by Formalin-Ethyl Acetate Sedimentation).	Izkārnījumi	Zarnu vienšūņu cistas, helmintu oļiņas un kāpuri	TM-M-Pa:02-09.2022/8	n/a	Gaiļezers
Parazitoloģija	Mikroskops NIKON YS100	Natīva un/vai krāsota materiāla gaismas mikroskopija / Izmeklēšana uz spalšiem: līmlentes parauga sagatavošana. (Examination for Pinworm: Cellulose Tape Preparation.)	Nospiedumi no perianālajām krokām	Spaišņu, vērsa lenteņa oļiņas	TM-M-Pa:03-09.2022/7	n/a	Gaiļezers
Virusoloģija	Mikroskops Labovet FS (Leitz)	Izolēšana audu kultūrā, vīrusu izolāta identifikācija / Vīrusu izolēšana un identifikācija audu kultūrā. Enterovīrusi	Klīniskais materiāls	Enterovīrusi	TM-M-V:02-05.2024	n/a	LIC
Virusoloģija	Mikroskops Labovet FS (Leitz)	Izolēšana audu kultūrā, vīrusu izolāta identifikācija / Vīrusu izolēšana un identifikācija audu kultūrā. Gripas vīrusi.	Klīniskais materiāls	Gripas vīrusi	TM-M-V:03-05.2024	n/a	LIC
Klīniskā ķīmija (hromatogrāfija)	Šķidrums hromatogrāfs Shimadzu Nexera; masspektrometrs Shimadzu	Hromatogrāfija - masspektrometrija	Asinis_SER	Antidepresantu un psihostimulatoru medikamentu noteikšana ar šķidrums hromatogrāfiju – masspektrometriju	TM-M-HROM:02-03.2025	n/a	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija (hromatogrāfija)	Šķidrums hromatogrāfs Shimadzu Nexera; masspektrometrs Shimadzu	Hromatogrāfija - masspektrometrija	Asinis_SER	Antibakteriālo līdzekļu noteikšana ar šķidrums hromatogrāfiju – masspektrometriju	TM-M-HROM:03-05.2025	n/a	Gaiļezers

Klīniskā ķīmija (hromatogrāfija)	Šķidrums hromatogrāfs Shimadzu Nexera; masspektrometrs Shimdazu LCMS 8050	Hromatogrāfija - masspektrometrija	Asinis_EDTA	<i>Tuberkulozes līdzekļu</i> noteikšana ar šķidrums hromatogrāfiju – masspektrometriju	TM-M-HROM:04-06.2025	n/a	Gaiļezers
Klīniskā ķīmija (hromatogrāfija)	Šķidrums hromatogrāfs Shimadzu Nexera; masspektrometrs Shimdazu LCMS 8050	Hromatogrāfija - masspektrometrija	Asinis_EDTA	<i>Paracetamola un salicilāta</i> noteikšana ar šķidrums hromatogrāfiju – masspektrometriju	TM-M-HROM:05-11.2025	n/a	Gaiļezers